



Shiatsu Fußmassage Gerät

Shiatsu foot massage device

**Appareil de massage des pieds
Shiatsu**

Shiatsu-voetmassageapparaat

DE (2) | EN (7) | FR (12) | NL (15)

Shiatsu Fußmassage Gerät

Eigenschaften

- Kombination aus Luftdruck-, Shiatsu-, Fußreflexonen-, Knetmassage mit integrierter Wärmefunktion
- Luftmassage-Intensitäten 6 stufig einstellbar
- Massiert den kompletten Fuß bis zu den Zehen
- zwei Wärmestufen einstellbar
- automatische Abschaltung
- manuelle und automatische Programmauswahl
- sichere Stromversorgung über DC12V Adapter
- Tragbar und praktisch

Vor dem Erstgebrauch:

Auspacken

Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.

Entfernen Sie vor dem Erstgebrauch alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien vom Gerät, vor allem die Schutzfolie an der Geräteunterseite.

HINWEIS

Bewahren Sie die Originalverpackung während der Gewährleistungs- bzw. Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Gewährleistungs- bzw. Garantiefall ordnungsgemäß verpackt verschicken zu können. Transportschäden führen zum Erlöschen des Gewährleistungs- bzw. Garantieanspruchs.


Lieferumfang prüfen

Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten.



1. DC-Buchse
2. Netzadapter
3. DC-Stecker
4. Anzeigebildschirm & Bedienfeld
5. Airbag-Position
6. Abnehmbarer Deckel
7. Sicherheitsschlüssel entlüften

Bedienfeld-Anweisung



1. Netzschalter: Ein-/Ausschalten
2. Schaltfläche Zeiteinstellung: Auswahl der Zeiteinstellung
3. Knetknopf: Ein- oder Ausschalten für Knetmassage
4. Auto-Taste: Ein-/Ausschalten | automatischer Modus
5. Luftdrucktaste: Luftdruckniveau einstellen / ein- und ausschalten
6. Wärmeregler: Niedrige oder hohe Temperatur manuell oder automatisch anwählbar

Inbetriebnahme und Nutzung:

Verbinden Sie das mitgelieferte Stromkabel / 12 Volt Adapter mit dem Anschluss des Fußmassagegeräts und den Netzstecker des mitgelieferten Stromkabel / 12 Volt Adapters mit der Steckdose. Es ertönt ein Signal Ton und eine LED leuchtet an der Bedieneinheit auf. Das Gerät ist nun einsatzbereit.

Bei Einschalten des Netzschalters Taste „1“ befinden Sie sich zunächst im manuellen Einstellmodus.

Mit der Taste „2“ können Sie die Dauer des gewählten Programms festlegen. (10min /20min /30min zur Auswahl).

Mit der Taste „5“ regulieren Sie die Luftdruck Intensität. Sie können zwischen 6 Stufen wählen. Mit der Taste „6“ haben Sie die Möglichkeit auf Wunsch die Wärmefunktion zuzuschalten. Dies ist in zwei Stufen (niedrig/hoch) möglich. Natürlich kann diese Funktion auch ausgeschaltet bleiben.

Mit der Taste „4“, beschriftet mit „P“, schalten Sie zwischen 2 Automatikprogrammen um.

P1: Kombiniertes Luftmassagemodus mit Knetmassage

Modus/Luftdruckmassage/Knetmassage, die drei oben genannten Funktionsarten im Zyklus

P2: Kombiniertes Luftdruckmassage-/Knetmassage-/Luftmassage-Modus mit Knetmassage-Modus, die oben genannten drei Funktionsarten im Zyklus

Erneutes Drücken der Taste „4“ schaltet den Automatikzyklus ab.

Wenn die Massagezeit bis zur Einstellzeit erreicht ist, gibt der Summer dreimal den Ton „di“ von sich, und das Gerät hört auf zu arbeiten.

Produktwartung und Sicherheitshinweise:

Um das Massagegerät in bestem Zustand zu halten, achten Sie bitte auf die korrekte Anwendung und beachten Sie die folgenden Punkte.

HINWEIS

Massieren Sie niemals Füße an denen Verletzungen oder Erkrankungen jeglicher Art vorliegen. Benutzen Sie das Fußmassagerät ausschließlich im Sitzen.

Bitte verwenden Sie die Massage zu Beginn nicht über einen längeren Zeitraum kontinuierlich. Sie könnten die Anwendungszeit erhöhen, nachdem Sie sich daran gewöhnt haben. Sollten während der Anwendung anormale Zustände auftreten, wie z.B. Überhitzung oder Geruch, hören Sie bitte sofort mit der Anwendung auf und schalten Sie das Massagerät aus. Nach dem Gebrauch schalten Sie bitte das System aus, indem Sie zuerst die „Taste „1“ auf dem Steuergerät drücken und dann den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie das Netzkabel nicht gewaltsam heraus.

Bitte ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, bevor Sie das Produkt reinigen. Bitte verwenden Sie ein weiches Baumwolltuch und ein neutrales Reinigungsmittel, um das Massagerät zu reinigen. Wenn Sie sich in ärztlicher Behandlung befinden oder einer der folgenden Fälle bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt und halten Sie sich an die ärztlichen Anordnungen.

- Krebs
- Chronische oder schwere Krankheit
- Schwere Herzkrankheit
- Herzschrittmacher
- Andere Utensilien aus Metall, wie z.B. Prothesen
- Psychische Krankheit
- Schwangere Frauen oder Kinder

Bitte ziehen Sie nicht gewaltsam am Netzkabel des Massageräts.

Bitte verwenden Sie das Fußmassagerät nicht im Wasser oder an feuchten Orten. Falls das Fußmassagerät versehentlich ins Wasser fällt, schalten Sie unbedingt bitte den Strom aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie die Massageeinheit aus dem Wasser holen. Bitte legen Sie das Produkt nicht unter ein Kissen oder eine Decke, wenn Sie es benutzen. Wenn Sie das Massagerät abdecken, ist die Motortemperatur zu hoch und kann eine Fehlfunktionen oder Schäden verursachen. Bitte benutzen Sie das Massagerät nicht in der Nähe von Öfen oder anderen Wärmequellen. Bitte schrauben Sie das Fußmassagerät bei einem defekt nicht selber auf. Ein solches Verhalten führt dazu, dass Sie den Garantie verlieren. Für Ihre persönliche Sicherheit Sie bitte nicht den Reißverschluss. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Folgen eines solchen Verhaltens.

HINWEIS

Grundlegende Sicherheitshinweise

Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

Personen, die aufgrund ihrer körperlichen, geistigen oder motorischen Fähigkeiten nicht in der Lage sind das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen

Gestatten Sie Kindern die Benutzung des Gerätes nur unter Aufsicht.

Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

HINWEIS

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

Das Gerät muss auf einer festen, flachen und waagerechten Unterlage aufgestellt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung oder in der Nähe von brennbarem Material auf.

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung! Verletzungsgefahr! Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus! Nicht abgedeckt betreiben. Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Nicht mehr in Betrieb nehmen sobald sichtbare Beschädigung vorliegen Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze. Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft.

Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Systems ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original-Kaufbeleg bei.

Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor.

Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich. Diese werden nicht durch die Garantie eingeschränkt.

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zur Nutzung als Fuß Massage Gerät bestimmt. Eine andere oder darüberhinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Einfache Fehlfunktionsanalyse und wie man damit umgeht

Phänomen	Mögliche Ursache	Mögliche Hilfe
Funktioniert nicht?	1. Stromversorgung ist nicht eingeschaltet	1. Stromversorgung anschließen
	2. Netzstecker hat schlechten Kontakt	2. Stecker prüfen
	3. Die „Power“ Taste wurde nicht gedrückt	3. „Power“ Taste drücken
Hat aufgehört zu arbeiten?	1. Ausgeschaltet	1. Prüfen Sie, ob die Stromversorgung gesichert ist.
	2. Die Massagezeit liegt über 15mins	2. Betätigen Sie wieder die „Power“ Taste

Spezifikation

Produktname: Seecode Shiatsu Fußmassage Gerät

Spannung: 12V

Leistung: 40W

ACHTUNG:

1. Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, Menschen mit körperlichen Behinderungen, sensorischen oder Nervendefekten oder mangelnder Erfahrung und gesundem Menschenverstand bei der Benutzung dieses Geräts zu helfen, es sei denn, sie wurden von den Personen, die die Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen, beaufsichtigt und beraten, wie dieses Gerät zu benutzen ist.
2. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie keine Instrumente zum Spielen mitnehmen.

Pflegeanleitung

des herausnehmbaren Fußsackes mittels Reißverschluss



Im Schon- oder Normalwaschgang, z. B. Feinwasch- oder Pflegeleichtprogramm, bis zu einer Temperatur von 60° C waschen.



Der Fußsack darf nicht mit Bleiche behandelt werden, er sollte nur mit Color- und Feinwaschmittel gewaschen werden.



Ausschließlich im Schonprogramm des Trockners trocknen.



Der Fußsack darf nicht gebügelt werden.



Eine chemische Reinigung ist für dieses Produkt nicht geeignet.

Weitere Informationen

Das Fußreflexzonen-Massagegerät besteht außen aus einem bruchsicheren ABS-Kunststoff und der Innensack aus einem abnehmbaren und waschbaren Stoffbezug.

Pflegeanleitung Fuß-Reflexzonen-Massagegerät

Bitte verwenden Sie keine bleichenden, ätzenden und scheuernden Putzmittel. Für die Reinigung reicht heißes Wasser oder ein einfaches Spülmittel um eventuelle Verschmutzungen zu entfernen. Es wird empfohlen den Fußsack auf Links zu waschen.

Herausnehmen des Fußsacks

Der Fußsack ist mit dem festen Stoffrahmen durch einen Reißverschluss verbunden. Fixiert wird der Fußsack zudem im Inneren des Gerätes durch einen Klettverschluss. Nach Öffnen des Reißverschlusses bitte den Fußsack entnehmen. Beim Wiedereinsetzen des Fußsacks bitte den Klettverschluss im Inneren fixieren und den Reißverschluss wieder zuziehen.

Shiatsu foot massage device

Features

- Combination of air pressure, Shiatsu, foot reflexology, kneading massage with integrated heat function
- Air massage intensities 6 levels adjustable
- Massages the entire foot up to the toes
- two heat levels adjustable
- automatic power-off
- manual and automatic program selection
- safe power supply via DC12V adapter
- Portable and practical

Before first use:

Unpacking

Remove the device and the operating instructions from the box.

Before using the device for the first time, remove all packaging materials and protective films from the device, especially the protective film on the underside of the device.

NOTE

Keep the original packaging during the warranty or guarantee period of the device in order to be able to send the device properly packed in the event of a warranty or guarantee claim. Transport damage will invalidate the warranty or guarantee claim.


Check the scope of delivery

Check the contents for completeness and for visible damage. Report an incomplete or damaged delivery to your supplier immediately.



1. DC socket
2. Power adapter
3. DC connector
4. Display screen & control panel
5. Airbag position
6. Removable cover
7. Venting the security key

Control Panel Instruction



1. Power switch: On/Off
2. Time setting button: Selection of the time setting
3. Kneading button: Switch on or off for kneading massage
4. Auto key: Switch on/off | automatic mode
5. Air pressure button: Set / switch air pressure level on and off
6. Heat controller: Low or high temperature can be selected manually or automatically

Commissioning and use:

Connect the supplied power cable / 12 volt adapter to the connection of the foot massager and the power plug of the supplied power cable / 12 volt adapter to the power outlet. A signal tone sounds and an LED lights up on the control unit. The device is now ready for use.

When switching on the power switch, key „1“, you are initially in manual setting mode.

With key „2“ you can determine the duration of the selected program. (10min /20min /30min for selection).

With key „5“ you can regulate the air pressure intensity. You can choose between 6 levels.

With key „6“ you have the possibility to switch on the heat function if desired. This is possible in two steps (low/high). Of course, this function can also remain switched off.

With key „4“, labelled „P“, you can switch between 2 automatic programs.

P1: Combined air massage mode with kneading massage mode/air pressure massage/kneading massage, the three above mentioned function types in the cycle

P2: Combined air pressure massage/kneading massage/air massage mode with kneading massage mode, the above three types of functions in the cycle

Press key „4“ again to switch off the automatic cycle.

When the massage time up to the setting time is reached, the buzzer emits the tone „di“ three times and the device stops working.

Product maintenance and safety instructions:

In order to keep the massager in the best condition, please make sure it is used correctly and observe the following points.

NOTE

Never massage feet with injuries or illnesses of any kind. Use the foot massager only when seated.

Please do not use the massage continuously for a long period of time at the beginning. You could increase the application time after you have become accustomed to it. If abnormal conditions such as overheating or odour occur during use, please stop using the foot massager immediately and switch it off. After use, please turn off the system by first pressing the „Button „1“ on the control unit and then unplugging the power cord from the wall outlet. Do not pull out the power cord by force.

Please unplug the power cord from the power outlet before cleaning the product. Please use a soft cotton cloth and a neutral detergent to clean the massager. If you are under medical treatment or have any of the following, please contact your doctor and follow your doctor's instructions.

- Cancer
- Chronic or serious illness
- Severe heart disease
- Pacemaker
- Other metal utensils, such as prostheses
- Mental illness
- Pregnant women or children

Please do not pull the power cord of the massager by force.

Please do not use the foot massager in water or damp places. If the foot massager accidentally falls into the water, please be sure to turn off the power and unplug the power cord before removing the massager from the water. Please do not place the product under a pillow or blanket when using it. If you cover the massager, the motor temperature is too high and may cause malfunction or damage. Please do not use the massager near ovens or other heat sources. Please do not unscrew the foot massager yourself if it is defective. Such behaviour will result in the loss of your warranty. For your personal safety, please do not unscrew the zipper. We do not take responsibility for the consequences of such behaviour.

NOTE

Basic Safety Instructions

Check the device for visible external damage before use. Do not operate a damaged or dropped device.

Persons who are not able to operate the device safely due to their physical, mental or motor skills may only use the device under the supervision or instruction of a responsible person

Allow children to use the device only under supervision.

Have repairs to the appliance carried out only by authorised specialist companies or customer service. Improper repairs can cause considerable danger to the user. In addition, the warranty will become void.

Protect the device from moisture and the penetration of liquids. Avoid direct sunlight.

NOTE

Requirements for the installation site

For safe and fault-free operation of the unit, the installation site must meet the following requirements:

The unit must be set up on a firm, flat and horizontal surface. Do not set up the device in a hot, wet or very humid environment or near inflammable material.

Conversion or alteration of the product will impair product safety.

Caution! Risk of injury! Never open the product unauthorized. Never carry out repairs yourself! Do not operate under cover.

Handle the product carefully. It can be damaged by shocks, blows or falling from a low height. Do not operate the product once there is visible damage. Keep the product away from moisture and extreme heat. Never immerse the product in water or other liquids

Warranty/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The territorial scope of the warranty protection is Europe-wide.

The proof of purchase is valid as proof of this. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch.

The guarantee is excluded in the following cases:

- in the event of modifications to the system without our approval
- in the case of use other than that stated above
- in the event of damage caused by falling

When making a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the detected defect in the product and enclose the original proof of purchase with the shipment.

The seller reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price.

Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established.

The use of the legal rights for defects is free of charge. These are not restricted by the guarantee.

Mobiset GmbH hereby declares that this product complies with the essential requirements of the applicable European directives.

Intended use

This device is only intended for use as a foot massager.

Any other or additional use is considered improper.

Simple malfunction analysis and how to deal with it

Phenomenon	Possible Cause	Possible help
Not working?	1. power supply is not switched on	1. Connect power supply
	2. mains plug has bad contact	2. check plug
	3. the "Power" key was not pressed	3. press the „Power“ key
Stopped working	1. switched off	1. check if the power supply is secured
	2. the massage time is over 15mins	2. press the „Power“ button again

Specification

Product name: Seecode Shiatsu foot massage device

voltage: 12V

Power: 40W

ATTENTION:

1. This device is not intended to help people with physical disabilities, sensory or nerve

defects, or lack of experience and common sense to use this device unless they have been supervised and advised on how to use this device by the persons responsible for their safety.

- Children must be supervised to ensure that they do not take any instruments to play with.

Care instructions for the removable footmuff by means of a zip



Wash at a temperature of up to 60° C in a gentle or normal wash cycle, e.g. a delicate wash or easy-care programme.



The footmuff must not be treated with bleach, it should only be washed with colour detergent and mild detergent.



Dry exclusively in the easy-care programme of the dryer.



The footmuff must not be ironed.



Dry cleaning is not suitable for this product.

Further information

The foot reflexology massager is made of a shatterproof ABS plastic on the outside and the inner bag is made of a removable and washable fabric cover.

Care instructions foot reflexology massager

Please do not use any bleaching, caustic or abrasive cleaning agents. Hot water or a simple washing-up liquid is sufficient to remove any dirt. It is recommended to wash the footmuff inside out.

Removing the footmuff

The footmuff is attached to the fixed fabric frame by a zip. The footmuff is also fixed inside the unit by a Velcro fastener. After opening the zip, please remove the footmuff. When reinserting the footmuff, please fix the Velcro fastener inside and close the zip fastener again.

Appareil de massage des pieds Shiatsu

Caractéristiques

- Combinaison de pression d'air, de Shiatsu, de réflexologie plantaire, de massage pétrissant avec fonction de chaleur intégrée
- Intensités de massage à air 6 niveaux réglables
- Massages de tout le pied jusqu'aux orteils
- deux niveaux de chaleur réglables
- mise hors tension automatique
- la sélection manuelle et automatique des programmes
- alimentation électrique sûre via un adaptateur DC12V
- Portable et pratique

Avant la première utilisation :

Déballage

Retirez l'appareil et le mode d'emploi de la boîte.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, retirez tous les matériaux d'emballage et les films de protection de l'appareil, en particulier le film de protection situé sous l'appareil.

NOTE

Conservez l'emballage d'origine pendant la période de garantie de l'appareil afin de pouvoir envoyer l'appareil correctement emballé en cas de réclamation au titre de la garantie. Les dommages causés par le transport invalident la garantie ou la demande de garantie.


Vérifier l'étendue de la prestation

Vérifiez que le contenu est complet et qu'il n'y a pas de dommages visibles. Signalez immédiatement à votre fournisseur une livraison incomplète ou endommagée.



1. Prise DC
2. Adaptateur secteur
3. Connecteur DC
4. Écran d'affichage et panneau de contrôle
5. Position de l'airbag
6. Couverture amovible
7. La ventilation de la clé de sécurité

Instruction du panneau de contrôle



1. Interrupteur d'alimentation : Marche/Arrêt
2. Bouton de réglage de l'heure : Sélection du réglage de l'heure
3. Bouton de pétrissage : Activer ou désactiver pour le massage de pétrissage
4. Clé automatique : mise en marche/arrêt | mode automatique
5. Bouton de pression d'air : réglage et arrêt du niveau de pression d'air
6. Contrôleur de chaleur : la température basse ou haute peut être sélectionnée manuellement ou automatiquement

Mise en service et utilisation :

Connectez le câble d'alimentation / adaptateur 12 volts fourni à la connexion du masseur de pieds et la fiche d'alimentation du câble d'alimentation / adaptateur 12 volts fourni à la prise de courant. Un signal sonore retentit et une LED s'allume sur l'unité de contrôle. L'appareil est maintenant prêt à l'emploi.

Lorsque vous allumez l'interrupteur, touche „1“, vous êtes d'abord en mode de réglage manuel.

Avec la touche „2“, vous pouvez déterminer la durée du programme sélectionné. (10min /20min /30min pour la sélection).

Avec la touche „5“, vous pouvez régler l'intensité de la pression atmosphérique. Vous pouvez choisir entre 6 niveaux.

Avec la touche „6“, vous avez la possibilité d'activer la fonction chauffage si vous le souhaitez. Cela est possible en deux étapes (bas/haut). Bien entendu, cette fonction peut également rester désactivée.

Avec la touche „4“, marquée „P“, vous pouvez basculer entre 2 programmes automatiques.

P1 : Mode combiné de massage à air et de pétrissage
mode/massage par pression d'air/massage par pétrissage, les trois types de fonction mentionnés ci-dessus dans le cycle

P2 : Mode combiné de massage par pression d'air/pétrissage et de massage par air avec mode de pétrissage, les trois types de fonctions ci-dessus dans le cycle

Appuyez à nouveau sur la touche „4“ pour désactiver le cycle automatique.

Lorsque le temps de massage jusqu'au temps de réglage est atteint, le buzzer émet trois fois la tonalité „di“ et l'appareil cesse de fonctionner.

Entretien du produit et instructions de sécurité :

Afin de maintenir l'appareil de massage dans les meilleures conditions, veuillez vous assurer qu'il est utilisé correctement et respecter les points suivants.

NOTE

Ne massez jamais les pieds en cas de blessure ou de maladie, quelle qu'elle soit. N'utilisez le masseur de pieds qu'en position assise.

Veillez ne pas utiliser le massage de façon continue pendant une longue période au début.

Vous pouvez augmenter le délai de demande après vous y être habitué. Si des conditions anormales telles qu'une surchauffe ou des odeurs se produisent pendant l'utilisation, veuillez cesser immédiatement d'utiliser le masseur de pieds et l'éteindre. Après utilisation, veuillez éteindre le système en appuyant d'abord sur le „Bouton „1“ de l'unité de commande, puis en débranchant le cordon d'alimentation de la prise murale. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation par la force. Veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer le produit. Veuillez utiliser un chiffon doux en coton et un détergent neutre pour nettoyer l'appareil de massage. Si vous êtes sous traitement médical ou si vous avez l'une des affections suivantes, veuillez contacter votre médecin et suivre ses instructions.

- Cancer
- Maladie chronique ou grave
- Maladies cardiaques graves
- Pacemaker
- Autres ustensiles en métal, tels que les prothèses
- Maladie mentale
- Femmes enceintes ou enfants

Veillez ne pas tirer sur le cordon d'alimentation de l'appareil de massage par la force.

Veillez ne pas utiliser le masseur de pieds dans l'eau ou dans des endroits humides. Si le masseur de pieds tombe accidentellement dans l'eau, veillez à couper l'alimentation électrique et à débrancher le cordon d'alimentation avant de retirer le masseur de l'eau. Veuillez ne pas placer le produit sous un oreiller ou une couverture lorsque vous l'utilisez. Si vous couvrez le masseur, la température du moteur est trop élevée et peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages. Veuillez ne pas utiliser le masseur à proximité de fours ou d'autres sources de chaleur. Veuillez ne pas dévisser vous-même le masseur de pieds s'il est défectueux. Un tel comportement entraînera la perte de votre garantie. Pour votre sécurité personnelle, veuillez ne pas dévisser la fermeture éclair. Nous n'assumons pas la responsabilité des conséquences d'un tel comportement.

NOTE

Instructions de sécurité de base

Vérifiez que l'appareil ne présente pas de dommages externes visibles avant de l'utiliser. Ne faites pas fonctionner un appareil endommagé ou tombé.

Les personnes qui ne sont pas en mesure de faire fonctionner l'appareil en toute sécurité en raison de leurs aptitudes physiques, mentales ou motrices ne peuvent utiliser l'appareil que sous la surveillance ou sur instruction d'une personne responsable

N'autorisez les enfants à utiliser l'appareil que sous surveillance.

Ne faites réparer l'appareil que par des entreprises spécialisées agréées ou par le service clientèle. Des réparations incorrectes peuvent entraîner un danger considérable pour l'utilisateur. En outre, la garantie sera annulée.

Protégez l'appareil contre l'humidité et la pénétration de liquides. Évitez la lumière directe du soleil.

NOTE

Exigences relatives au site d'installation

Pour un fonctionnement sûr et sans défaut de l'appareil, le lieu d'installation doit répondre aux exigences suivantes :

L'unité doit être installée sur une surface ferme, plane et horizontale. N'installez pas l'appareil dans un environnement chaud, humide ou très humide ou à proximité de matériaux inflammables.

La conversion ou la modification du produit compromet la sécurité du produit.
Attention ! Risque de blessure ! N'ouvrez jamais le produit sans autorisation. N'effectuez jamais de réparations vous-même ! N'opérez pas sous couvert.
 Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par des chocs, des coups ou une chute de faible hauteur. Ne pas faire fonctionner le produit lorsqu'il présente des dommages visibles. Tenir le produit à l'écart de l'humidité et de la chaleur extrême. Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou d'autres liquides

Garantie/garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe.

La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi.

La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du système sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale.

Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat.

Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie.

Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit. Ceux-ci ne sont pas limités par la garantie.

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes applicables.

Utilisation prévue

Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé comme masseur de pieds.

Toute autre utilisation ou utilisation supplémentaire est considérée comme abusive.

Analyse simple des dysfonctionnements et comment y faire face

Phénomène	Cause possible	Aide possible
Ça ne marche pas ?	1. l'alimentation électrique n'est pas branchée	1. brancher l'alimentation électrique
	2. la fiche secteur a un mauvais contact	2.vérifier la fiche
	3. la touche „Power“ n'a pas été enfoncée	3. appuyez sur la touche „Power
Vous avez cessé de travailler ?	1. éteint	1. vérifier si l'alimentation électrique est sécurisée
	2. la durée du massage est supérieure à 15 minutes	2. appuyez à nouveau sur le bouton „Power

Spécification

Nom du produit : Seecode Appareil de massage des pieds Shiatsu

tension : 12V

Puissance : 40W

ATTENTION :

1. Cet appareil n'est pas destiné à aider les personnes souffrant d'un handicap physique, de défauts sensoriels ou nerveux, ou d'un manque d'expérience et de bon sens à utiliser cet appareil, à moins qu'elles n'aient été supervisées et conseillées sur la manière d'utiliser cet appareil par les personnes responsables de leur sécurité.
2. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne prennent aucun instrument pour jouer.

Instructions d'entretien de la chancelière amovible au moyen d'une fermeture éclair



Lavez à une température allant jusqu'à 60° C dans un cycle de lavage doux ou normal, par exemple un programme délicat ou d'entretien facile.



La chancelière ne doit pas être traitée avec de l'eau de Javel, elle doit seulement être lavée avec de la couleur et un détergent doux.



Séchage exclusivement dans le cadre du programme d'entretien facile du séchoir



La chancelière ne doit pas être repassée.



Le nettoyage à sec n'est pas adapté à ce produit.

Informations complémentaires

Le masseur de réflexologie plantaire est fabriqué en plastique ABS incassable à l'extérieur et le sac intérieur est constitué d'une housse en tissu amovible et lavable.

Instructions d'entretien du masseur de zones réflexes du pied

Veillez ne pas utiliser de produits de blanchiment, de nettoyage caustique ou abrasif. De l'eau chaude ou un simple détergent à vaisselle suffit pour éliminer les salissures. Il est recommandé de laver la chancelière à l'envers.

Enlever la protection des pieds

La chancelière est reliée au cadre fixe en tissu par une fermeture éclair. La chancelière est également fixée à l'intérieur de l'appareil par une fermeture velcro. Après avoir ouvert la fermeture éclair, veuillez retirer la chancelière. Lorsque vous réinsérez la chancelière, veuillez fixer la fermeture Velcro à l'intérieur et refermer la fermeture éclair.

Shiatsu-voetmassageapparaat

Kenmerken

- Combinatie van luchtdruk, Shiatsu, voetreflexologie, knedermassage met geïntegreerde warmtefunctie
- Luchtmassage-intensiteit 6 niveaus instelbaar
- Masseert de hele voet tot aan de tenen
- twee warmtestanden instelbaar
- automatische uitschakeling
- handmatige en automatische programmakeuze
- veilige stroomvoorziening via DC12V-adapter
- Draagbaar en praktisch

Voor het eerste gebruik:

Uitpakken

Verwijder het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos.

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, verwijdert u alle verpakkingsmaterialen en beschermfolies van het apparaat, met name de beschermfolie aan de onderkant van het apparaat.

OPMERKING

Bewaar de originele verpakking tijdens de garantieperiode van het apparaat om het apparaat in geval van een garantieclaim of een garantieclaim goed verpakt te kunnen versturen. Bij transportschade vervalt de garantie of de garantieclaim.


Controleer de leveringsomvang

Controleer de inhoud op volledigheid en op zichtbare schade. Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk bij uw leverancier.



1. DC-contactdoos
2. Voedingsadapter
3. DC-connector
4. Beeldscherm & bedieningspaneel
5. Positie van de airbag
6. Afneembaar deksel
7. Ontluchting van de beveiligingssleutel

Instructies voor het bedieningspaneel



1. Machtsschakelaar: Aan/uit
2. Tijdstelknop: Selectie van de tijdstelling
3. Kneedknop: Aan- of uitzetten voor knedermassage
4. Autosleutel: Inschakelen/uitschakelen | automatische modus
5. Luchtdruknop: Instellen / schakelen luchtdruk niveau aan en uit
6. Verwarmingsregelaar: lage of hoge temperatuur kan handmatig of automatisch worden geselecteerd

Inbedrijfstelling en gebruik:

Sluit de meegeleverde voedingskabel / 12 volt adapter aan op de aansluiting van de voetmassager en de stekker van de meegeleverde voedingskabel / 12 volt adapter op het stopcontact. Er klinkt een signaaltoon en er gaat een LED branden op de besturingseenheid. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

Bij het inschakelen van de stroomschakelaar, toets „1“, bevindt u zich in eerste instantie in de handmatige instelmodus.

Met toets „2“ kunt u de duur van het geselecteerde programma bepalen. (10min /20min /30min voor selectie).

Met toets „5“ kunt u de intensiteit van de luchtdruk regelen. U kunt kiezen tussen 6 niveaus.

Met toets „6“ heeft u de mogelijkheid om desgewenst de warmtefunctie in te schakelen. Dit is mogelijk in twee stappen (laag/hog). Natuurlijk kan deze functie ook uitgeschakeld blijven.

Met toets „4“, gelabeld „P“, kunt u schakelen tussen 2 automatische programma's.

P1: Gecombineerde luchtmassage met knedermassage

modus/luchtdrukmassage/kneedmassage, de drie bovengenoemde functietypen in de cyclus

P2: Gecombineerde luchtdrukmassage/kneedingmassage/luchtmassage met knedermassage, de bovenstaande drie soorten functies in de cyclus

Druk nogmaals op toets „4“ om de automatische cyclus uit te schakelen.

Wanneer de massagetijd tot aan de insteltijd is bereikt, geeft de zoemer drie keer de toon „di“ af en stopt het apparaat met werken.

Onderhouds- en veiligheidsinstructies voor het product:

Om de massager in de beste conditie te houden, dient u ervoor te zorgen dat deze correct wordt gebruikt en de volgende punten in acht te nemen.

OPMERKING

Masseer de voeten nooit met blessures of ziekten van welke aard dan ook. Gebruik de voetmassagemachine alleen zittend.

Gebruik de massage a.u.b. niet continu voor een lange periode in het begin. U zou de sollicitatietijd kunnen verlengen nadat u er aan gewend bent geraakt. Als er tijdens het gebruik abnormale omstandigheden optreden, zoals oververhitting of stank, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de voetmassagemachine en schakel deze uit. Na gebruik dient u het systeem uit te schakelen door eerst op de „Knop „1“ van de besturingseenheid te drukken en vervolgens de stekker uit het stopcontact te trekken. Trek het netsnoer niet met geweld uit.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het product schoonmaakt. Gebruik een zachte katoenen doek en een neutraal reinigingsmiddel om de stimulator te reinigen. Als u onder medische behandeling bent of een van de volgende zaken heeft, neem dan contact op met uw arts en volg de instructies van uw arts op.

- Kanker
- Chronische of ernstige ziekte
- Ernstige hartziekte
- Pacemaker
- Andere metalen gebruiksvoorwerpen, zoals protheses
- Geestesziekte
- Zwangere vrouwen of kinderen

Trek niet met geweld aan het stroomsnoer van de stimulator.

Gebruik de voetmassagemachine niet in water of op vochtige plaatsen. Als de voetmassagemachine per ongeluk in het water valt, dient u de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen voordat u de massager uit het water haalt. Plaats het product niet onder een kussen of deken wanneer u het gebruikt. Als u de massager afdekt, is de motortemperatuur te hoog en kan dit leiden tot storingen of schade. Gebruik de massager niet in de buurt van ovens of andere warmtebronnen. Schroef de voetmassagemachine niet zelf los als deze defect is. Dergelijk gedrag zal resulteren in het verlies van uw garantie. Voor uw persoonlijke veiligheid mag u de rits niet losdraaien. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dergelijk gedrag.

OPMERKING

Basis veiligheidsinstructies

Controleer het apparaat voor gebruik op zichtbare schade aan de buitenkant. Bedien geen beschadigd of gevallen apparaat.

Personen die het apparaat niet veilig kunnen bedienen vanwege hun fysieke, mentale of motorische vaardigheden mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon.

Laat kinderen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.

Laat reparaties aan het apparaat alleen uitvoeren door geautoriseerde vakbedrijven of de klantenservice. Onjuiste reparaties kunnen een groot gevaar voor de gebruiker opleveren. Bovendien vervalt de garantie.

Bescherm het apparaat tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen. Vermijd direct zonlicht.

OPMERKING

Eisen voor de installatieplaats

Voor een veilige en storingsvrije werking van het apparaat moet de installatielocatie aan de volgende eisen voldoen:

Het apparaat moet op een stevige, vlakke en horizontale ondergrond worden opgesteld. Stel het apparaat niet op in een hete, natte of zeer vochtige omgeving of in de buurt van ontvlambaar materiaal.

Omzetting of wijziging van het product zal afbreuk doen aan de productveiligheid.

Voorzichtig! Risico op letsel! Open het product nooit op eigen gezag. Voer nooit zelf reparaties uit! Werk niet onder dekking.

Ga voorzichtig met het product om. Het kan worden beschadigd door schokken, klappen of vallen van een lage hoogte. Bedien het product niet als er zichtbare schade is. Houd het product uit de buurt van vocht en extreme hitte. Dompel het product nooit onder in water of andere vloeistoffen.

Garantie/garantie

De garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Dit omvat een garantie van 6 maanden vanaf de datum van aankoop.

Het territoriale toepassingsgebied van de garantiebescherming is heel Europa.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs hiervan. Het product is vóór verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit.

De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen:

- in geval van wijzigingen aan het systeem zonder onze goedkeuring
- in geval van ander gebruik dan hierboven vermeld
- in geval van schade veroorzaakt door vallende

Wanneer u aanspraak maakt op de garantie, dient u het volledige product in een transportveilige verpakking terug te sturen naar het verkooppunt waar het product is gekocht. Beschrijf het geconstateerde defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending.

De verkoper behoudt zich het recht voor om het defect te verhelpen alvorens de aankoopprijs terug te betalen.

Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed, indien een gerechtvaardigde aanspraak op de wettelijke garantie/waARBorg wordt vastgesteld.

Het gebruik van de wettelijke rechten voor gebreken is gratis. Deze worden niet beperkt door de garantie.

Mobiset GmbH verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen.

Beoogd gebruik

Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik als voetmassageapparaat.

Elk ander of extra gebruik wordt als ongepast beschouwd.

Eenvoudige storingsanalyse en hoe er mee om te gaan

Fenomeen	Mogelijke oorzaak	Mogelijke hulp
Werkt het niet?	1. de voeding is niet ingeschakeld	1. sluit de voeding aan
	2. netstekker heeft slecht contact	2. controleer de stekker
	3. de „Aan/uit“-toets werd niet ingedrukt	3. druk op de „Aan/uit“-toets
Ben je gestopt met werken?	1. uitgeschakeld	1. controleer of de stroomvoorziening beveiligd is
	2. de massage tijd is meer dan 15mins	2. druk nogmaals op de „Power“ knop

Specificatie

Productnaam: Seecode Shiatsu-voetmassageapparaat

Spanning: 12V

Vermogen: 40W

LET OP:

1. Dit apparaat is niet bedoeld om mensen met een lichamelijke handicap, zintuiglijke of zenuwdefecten of een gebrek aan ervaring en gezond verstand te helpen bij het gebruik van dit apparaat, tenzij zij onder toezicht staan en geadviseerd worden over het gebruik van dit apparaat door de personen die verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid.
2. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze geen instrumenten meenemen om mee te spelen.

Onderhoudsinstructies voor de afneembare voetenzak door middel van een rits



Wassen op een temperatuur tot 60° C in een zacht of normaal wasprogramma, bijv. een delicaat of onderhoudsvriendelijk programma.



De voetenzak mag niet met bleekmiddel worden behandeld, maar alleen met een kleurwasmiddel en een mild wasmiddel.



Drogen uitsluitend in het onderhoudsvriendelijke programma van de droger



De voetenzak mag niet gestreken worden.



De stomerij is niet geschikt voor dit product.

Verdere informatie

Het voetreflexmassageapparaat is aan de buitenkant gemaakt van onbreekbaar ABS plastic en de binnentas is gemaakt van een afneembare en wasbare stoffen hoës.

Onderhoudsinstructies voetreflexzone massager

Gebruik geen bleek-, bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Warm water of een eenvoudig afwasmiddel is voldoende om vuil te verwijderen. Het wordt aanbevolen om de voetenzak binnenstebuiten te wassen.

Verwijderen van de voetenzak

De voetenzak is met een rits verbonden met het vaste stoffen frame. De voetenzak wordt ook in het toestel bevestigd met een klittenbandsluiting. Na het openen van de rits, verwijdert u de voetenzak. Wanneer u de voetenzak terugplaatst, maakt u de klittenband binnenin vast en trekt u de rits weer dicht.



EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH
Rösratherstr. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entsprechen:

Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

ROHS 2011/65/EU and its amendment Directive (EU) 2015/863

Directive 2009/125/EG Commission Regulation (EU) 2019/1782

Produkt / product: Seecode Fussmassage Gerät / *Seecode footmassager*

Typ/Type: 20209

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:*

EN 61558-1:2005/A1:2009; EN61558-2-16:2009/A1:2013

EN60335-1:2012/A11:2014; EN60335-2-29:2004/A2-2010

EN62233:2008

EN55014-1:2017; EN55014-2:2015

EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013

EN 62321:2009; IEC 62321-8:2017; IEC 62321-3-1:2013; IEC 62321-5:2013

IEC 52321-4:2013+AMD1:2017 CSV; IEC 62321-7-2:2017

IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-6:2015; ISO 17075:2017; ISO 17075:2017

IEC 62321-1:2013; IEC 62321-2:2013

EN50563-2011/A1:2013

Köln, Cologne
20.05.2020

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer

